


OptiStar®Elite mono patient
Injecteur pour l'IRM et ses
consommables certifiés*
pour une performance fiable

Choisissez la
combinaison **IDÉALE**

*Certifiés par Guerbet



Certifié par Guerbet

La combinaison de votre **OptiStar® Elite** avec les **consommables Guerbet** garantit des performances optimales. Notre priorité est de vous soutenir en améliorant notre portefeuille de consommables, grâce à un partenariat avec des fabricants sélectionnés afin de garantir des normes de qualité élevées dans votre flux de travail quotidien d'injection.



Tous les consommables sont choisis, testés et certifiés afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées de Guerbet. Les fabricants légaux sont accrédités ISO 13485**, tous les consommables certifiés CE et sont conformes aux exigences réglementaires de l'UE pour les dispositifs médicaux*** ou aux réglementations américaines, ou aux exigences réglementaires locales lorsque les produits sont approuvés ou enregistrés.



*Compatible avec les injecteurs Guerbet tel que certifié par Guerbet - données disponibles**Les fabricants légaux Liebel Flarsheim Company LLC et Shenzhen Boon Medical Supply Co. Ltd sont certifiés ISO 13485 ***La directive européenne sur les dispositifs médicaux (93/42/CEE, MDD) est une législation qui aborde les principes essentiels de sécurité et de performance des dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie. Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux ((UE) 2017/745, MDR) remplacera la MDD existante et apportera des changements réglementaires significatifs.



Kit double seringue

Kit double seringue IRM avec raccord en Y et perforateur de remplissage

Usage unique – 60mL – 230cm

Limite de pression: 300psi

RÉF #234158




Kit seringue unique

Seringue IRM avec perforateur de remplissage

Usage unique – 60mL

Limite de pression: 300psi

RÉF #234159




Raccord en Y avec clapet anti-retour

Usage unique – 230cm

Limite de pression: 300psi350psi

RÉF # 240005B



Raccord en Y avec clapet anti-retour

Usage Unique – 150cm

Limite de pression: 200psi

RÉF # 240002B



Numéro de référence	Description	Unités par boîte	Quantité requise	Commentaires
234158	Kit double seringue 60ml + raccord Y de 230cm	50		
234159	Kit seringue 60mL	50		
240005B	Raccord Y de 230cm	100		
240002B	Raccord Y de 150cm	100		

Animé par son engagement à faire progresser la radiologie aujourd'hui et demain, Guerbet a conçu un portefeuille de solutions d'imagerie de contraste interconnectées pour améliorer votre prise de décision à chaque étape du parcours du patient, du diagnostic au traitement, en passant par le suivi, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus, en améliorant efficacement les résultats pour les patients.

methapharm
Specialty Pharmaceuticals

Demandes de vente et produits
Tel: 1-800-287-7686
Courriel: sales@methapharm.com

www.methapharm.com

OptiStar® Elite – Système d'administration de produit de contraste, est un dispositif médical réservé uniquement à l'usage des professionnels de la santé. Il est conçu pour l'injection d'un produit contraste RM et de solutions de rinçage dans le système vasculaire d'un patient afin d'obtenir des images diagnostiques avec des appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour obtenir les informations complètes sur les précautions et les conditions d'utilisation optimales, nous vous recommandons de consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil ou de contacter votre représentant local Guerbet. Utilisation réservée aux pays où le dispositif est autorisé par les autorités de santé. Classe IIb/CE TÜV SÜD 0123 Fabricant: Liebel-Flarsheim Company LLC. Représentant CE : Guerbet SA (Villepinte, France).

Les consommables pour injecteurs LF sont des dispositifs médicaux réservés uniquement à l'usage des professionnels de la santé. Ils contiennent le produit de contraste et fournissent la voie d'administration du contraste au patient.

Les systèmes d'injection sont conçus pour l'administration de produits contrastes dans le système vasculaire d'un patient afin d'obtenir des images diagnostiques lorsqu'utilisé avec des appareils d'imagerie de tomodensitométrie (TDM), d'IRM, d'angiographie ou de rayons-X. Pour obtenir les informations complètes sur les précautions et les conditions d'utilisation optimales, nous vous recommandons de consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil ou de contacter votre représentant local Guerbet. Utilisation réservée aux pays où le dispositif est autorisé par les autorités de santé. Classe IIb/CE TÜV SÜD 0123 Fabricant: Liebel-Flarsheim Company LLC.

Pour obtenir les informations complètes sur les précautions et les conditions d'utilisation optimales, nous vous recommandons de consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil ou de contacter votre représentant local Guerbet. Utilisation réservée aux pays où le dispositif est autorisé par les autorités de santé



**Scanner ici pour
nous contacter**

Guerbet |