



Ready-Box®

DISPOSITIF CHAUFFANT POUR PRODUIT DE CONTRASTE

Confort augmenté. Expérience patient améliorée.

Votre méthode d'entreposage et de préparation du produit de contraste peut faire une différence significative pour le confort des patients. Le réchauffement du produit de contraste au moyen d'un dispositif spécifique tel que Ready-Box® peut entraîner significativement moins de désagréments pour les patients que le contraste injecté à la température de la pièce. Conçu pour un accès et un stockage aisés, ainsi que pour la sécurité, ce dispositif ultraléger assure une répartition égale de la chaleur et l'assurance d'un produit de grande qualité que vous êtes en droit d'attendre de Guerbet.

Confort du patient

Le dispositif chauffant pour produit de contraste Ready-Box réchauffe le produit à la température corporelle. Cela diminue sa viscosité, permettant des débits plus élevés à une pression basse, ce qui peut améliorer le confort du patient lors de l'administration du produit de contraste.²

- 🕒 Le réchauffement du produit de contraste avant son administration peut avoir un effet positif sur la tolérance par les patients.
- 🕒 Le réchauffement d'un produit de faible osmolarité, mais très concentré peut diminuer le risque d'extravasation.¹



Guerbet | 

methapharm
Pharmaceutiques Spécialisés



Ready-Box®

DISPOSITIF CHAUFFANT POUR PRODUIT DE CONTRASTE

Meilleure conception



Le dispositif chauffant de produit de contraste Ready-Box® a des caractéristiques qui facilitent le rangement et la préparation du produit de contraste, notamment:

- Un volet d'ouverture frontale avec un panneau de plastique transparent pour une grande visibilité et un accès plus facile.
- Un élément chauffant pour une répartition égale de la température avec protection contre la surchauffe.
- Fabrication ultralégère en aluminium pour faciliter la mobilité.
- Des étagères et cloisons compartimentées pour un rangement flexible
- Thermostat intérieur pour assurer une température constante.
- Serrure avec clé pour plus de sécurité

Renseignements pour commander

Description	Dispositif chauffant de produit de contraste Ready-Box
N° d'UGS	4000147
Dimensions	20"x15 1/4"x17" 50.8cmx38.7cm x43.2cm

Questions fréquentes

Combien de seringues préremplies peut-on y ranger en même temps?

Jusqu'à 40 boîtes de seringues peuvent y être rangées permettant seulement un remplissage par jour

Le dispositif chauffant de produit de contraste Ready-Box peut-il entreposer d'autres emballages de produit de contraste

En plus des boîtes contenant des seringues, il peut contenir des fioles et des bouteilles de 50 ml à 500 ml

À quelle température le dispositif chauffant pour produit de contraste Ready-Box est-il réglé?

La température du dispositif chauffant Ready-Box est réglée à 37 °C (98,6 °F)

Références

1. Davenport et al. Rate of Contrast Material Extravasations and Allergic-like Reactions: Effect of Extrinsic Warming of Low-Osmolality Iodinated CT Contrast Material to 37° C. Radiology. February 2012; 262(2): 475-484.
2. ACR Committee on Drugs and Contrast Media. ACR Manual on Contrast Media, Version 8. 2012; pp. 29-32.

Pour placer une commande au Canada veuillez communiquer avec Methapharm:

Tél. : **1.800.287.7686 | 519.751.3602**
Courriel : **sales@methapharm.com**

methapharm
Pharmaceutiques Spécialisés
www.methapharm.com